

KYWH1010
Portable Nebulizer
Nebulizador Portátil


SU01A
Low-Noise Aspirator
Aspirador de Bajo Sonido

KYWH1006
Compressor Nebulizer
Nebulizador de Compresor

KYWH1001
Compressor Nebulizer
Nebulizador de Compresor

ZY-5AC (O2 5L)
Low-Noise 5L Oxygen Concentrator
Concentrador de Oxígeno 5L de Bajo Sonido

ZY-3AA (O2 3L)
3L Oxygen Concentrator
Concentrador de Oxígeno 3L



Healthcare Products
Equipos Médicos

Tel. +852-26352285

Unit 11 . 3/F . Tower A . New Trade Plaza
6 On Ping Street . Shatin . Hong Kong
info@kaiyamed.com

kaiyamed.com

Low-Noise 5L Oxygen Concentrator
Concentrador de Oxígeno 5L de Bajo Sonido

ZY-5AC (O2 5L)



Oxygen-sensing device option for warning alarm on flow, O2 purity, power-down & low pressure

Con la opción de OSD para alarma de advertencia sobre el flujo, pureza O2, apagado y baja presión



FDA-approved

Aprobado por la FDA



Oxygen purity \geq 93% @ 5L

Pureza del oxígeno \geq 93% @ 5L

ZY-5AC (O2 5L)

This ultra-quiet 5L FDA approved oxygen concentrator offers more peaceful nights and 24-hour service for the home-care patient.

Suggested applications

Home care

ZY-5AC (O2 5L)

Concentrador de oxígeno 5L aprobado por la FDA ultra-silencioso, permite a los pacientes en clínica disfrutar un descanso ininterrumpido. Dispositivo para detección de oxígeno ayuda a garantizar la seguridad del paciente.

Aplicación sugerida

Cuidado en el hogar

SPECIFICATIONS

Displacement	5 LPM @ 0 kg/cm ²
Power (max. watts)	280
Sound Levels (dBA)	\leq 45
Weight (kg)	15.2
Size (LxWxH)	370 x 330 x 580mm
Cord Length (m)	2
Electrical Requirements	115V/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz
Service-free life	1.5 years

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	5 LPM @ 0 kg/cm ²
Potencia (max. watts)	280
Nivel de sonido (dBA)	\leq 45
Peso (kg)	15.2
Dimensiones (LxWxH)	370 x 330 x 580mm
Medida del cordón (m)	2
Requerimientos Eléctricos	115V/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz
Vida libre de servicio	1.5 años