

KYWH1010
Portable Nebulizer
Nebulizador Portátil

SU01A
Low-Noise Aspirator
Aspirador de Bajo Sonido

KYWH1006
Compressor Nebulizer
Nebulizador de Compresor

KYWH1001
Compressor Nebulizer
Nebulizador de Compresor

ZY-5AC (O2 5L)
Low-Noise 5L Oxygen Concentrator
Concentrador de Oxígeno 5L de Bajo Sonido

ZY-3AA (O2 3L)
3L Oxygen Concentrator
Concentrador de Oxígeno 3L



Healthcare Products
Equipos Médicos

Tel. +852-26352285

Unit 11 . 3/F . Tower A . New Trade Plaza
6 On Ping Street . Shatin . Hong Kong
info@kaiyamed.com

kaiyamed.com


Compressor Nebulizer Nebulizador de Compresor

KYWH1006



Compressor nebulization is more effective than ultrasonic

Mejor nebulización por compresor que por ultrasonido



Continuous flow
Flujo continuo



Nebulizer particles < 5µm.
Partícula de nebulización de < 5µm.

KYWH1006

A highly effective, stable and quiet nebulizer which uses pressure to deliver smaller particles of respiratory medicine.

Suggested applications

Home Care/Hospital/Clinical/Nursing Home

KYWH1006

Un nebulizador altamente eficaz, que utiliza aire comprimido para suministrar pequeñas partículas de medicina respiratoria

Aplicación sugerida

Hogar/hospitales/clínicas

SPECIFICATIONS

Displacement	9 LPM @ 0 kg/cm2
Power (max. watts)	80
Sound Levels (dBA)	≤62
Neb Pressure	60-76 Kpa (0.6-0.76 bar)
Weight (kg)	1.6
Size (LxWxH)	145 x 200 x 105mm
Cord Length (m)	1.5
Electrical Requirements	115V/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz
Service-free life	1.5 years

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	9 LPM @ 0 kg/cm2
Potencia (max. watts)	80
Nivel de sonido (dBA)	≤62
Presión	60-76 Kpa (0.6-0.76 bar)
Peso (kg)	1.6
Dimensiones (LxWxH)	145 x 200 x 105mm
Medida del cordón (m)	1.5
Requerimientos Eléctricos	115V/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz
Vida libre de servicio	1.5 años