

KYWH1010  
Portable Nebulizer  
Nebulizador Portátil


SU01A  
Low-Noise Aspirator  
Aspirador de Bajo Sonido

KYWH1006  
Compressor Nebulizer  
Nebulizador de Compresor

KYWH1001  
Compressor Nebulizer  
Nebulizador de Compresor

ZY-5AC (O2 5L)  
Low-Noise 5L Oxygen Concentrator  
Concentrador de Oxígeno 5L de Bajo Sonido

ZY-3AA (O2 3L)  
3L Oxygen Concentrator  
Concentrador de Oxígeno 3L



Healthcare Products  
Equipos Médicos

[kaiyamed.com](http://kaiyamed.com)

Tel. +852-26352285

Unit 11 . 3/F . Tower A . New Trade Plaza  
6 On Ping Street . Shatin . Hong Kong

[info@kaiyamed.com](mailto:info@kaiyamed.com)

## Low-Noise Aspirator Aspirador de Bajo Sonido

SU01A



### 01 Heavy-duty handle

Agarradera de diseño resistente



### 02 Very low-noise level (<60 dBA)

Nivel de sonido muy bajo (<60dBA)



### 03 High-performance filter

Filtro de alto rendimiento

### SU01A

This high-performance, heavy-duty suction unit operates at very low noise levels, helping to reduce patient stress. Also has re-useable 1200 ml jar

### Suggested applications

Hospital/Clinical/Nursing Home

### SU01A

Este sistema de aspiración de alto y resistente rendimiento funciona a niveles de sonido muy bajo, ayudando a reducir el estrés del paciente. También, cuenta con un frasco reusable de 1200 ml

### Aplicación sugerida

Hospitales/clínicas privadas

### SPECIFICATIONS

Displacement	40 LPM @ 0kg/cm <sup>2</sup>
Power (max. watts)	70
Sound Levels (dBA)	≤60
Vacuum Level	0-560 mm Hg
Weight (kg)	5
Size (LxWxH)	368 x 130 x 267mm
Cord Length (m)	2
Electrical Requirements	115V/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz
Service-free life	1.5 years

### ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	40 LPM @ 0kg/cm <sup>2</sup>
Potencia (max. watts)	70
Nivel de sonido (dBA)	≤60
Nivel de Vacío	0-560 mm Hg
Peso (kg)	5
Dimensiones (LxWxH)	368 x 130 x 267mm
Medida del cordón (m)	2
Requerimientos Eléctricos	115V/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz
Vida libre de servicio	1.5 años