

ZYWH1010
Portable Nebulizer
Nebulizador Portátil


SU-01B
Low-Noise Aspirator
Aspirador de Bajo Sonido

SZYWH1006
Nebulizer
Nebulizador

ZYWH1001
Nebulizer (FDA)
Nebulizador (FDA)

ZY5AA (O2 5L)
Low-Noise 5L Oxygen Concentrator
Concentrador de Oxigeno 5L de Bajo Sonido

ZY3AA (O2 3L)
3L Oxygen Concentrator
Concentrador de Oxigeno 3L



Healthcare Products
Equipos Médicos

kaiyamed.com

Tel. +852-26352285

Unit 11 . 3/F . Tower A . New Trade Plaza
6 On Ping Street . Shatin . Hong Kong

info@kaiyacare.com

Portable Nebulizer Nebulizador Portátil

ZYWH1010



Compact and portable for greater freedom

Compacto y portátil para una óptima libertad



40 minutes' continuous operation

Operación continua por 40 minutos



Can be used while charging

Puede funcionar durante la carga



ZYWH1010

Patients can enjoy significantly greater freedom and peace of mind thanks to this light-weight portable nebulizer, which they can take anywhere and use for up to 40 minutes at a time.

Suggested applications

Home care/portable

ZYWH1010

Pacientes pueden disfrutar de una óptima libertad y tranquilidad gracias a este nebulizador portátil y ligero que puede llevarse dondequiera y utilizarse durante un máximo de 40 minutos a la vez.

Aplicación sugerida

Cuidado en el hogar/portable

SPECIFICATIONS

Displacement	4 LPM @ 0 kg/cm ²
Power (max. watts)	25
Sound Levels (dBA)	≤54
Neb Pressure	55kPa (0.55 bar)
Weight (kg)	0.73
Size (LxWxH)	157 x 97 x 64mm
Cord Length (m)	2
Electrical Requirements	100-240V/50-60Hz, 12V rechargeable battery
Service-free life	3 years, 1 year for rechargeable battery

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	4 LPM @ 0 kg/cm ²
Potencia (max. watts)	25
Nivel de sonido (dBA)	≤54
Presión	55kPa (0.55 bar)
Peso (kg)	0.73
Dimensiones (LxWxH)	157 x 97 x 64mm
Medida del cordón (m)	2
Requerimientos Eléctricos	100-240V/ 50-60Hz, 12V batería recargable
Vida libre de servicio	3 años, 1 año para baterías recargables