



醫用壓縮式霧化器
型號 KYWH1001



美國FDA認證



連續運作

經 FDA 批准的高效壓縮霧化器，可
提供更小的呼吸系統藥物顆粒。

適合家庭護理/醫院/臨床/療養院



霧化顆粒直徑 < 5微米

技術參數

最大流量	9 LPM @ 0 kg/cm ₂
功耗	80 W
噪音水平	≤62dBA
出口壓力	60-76 Kpa (0.6-0.76 bar)
重量	1.56 Kg
尺寸	250 x 120 x 170mm
電源綫長度	1.5m
電源	115V/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz
使用寿命	1.5 年