

醫用壓縮式霧化器

型號 - KYWH1004

一種高效、穩定、易於維護的壓縮機霧化器，具有預期的使用壽命，能夠輸送較小顆粒的呼吸藥物，供家庭、醫院、臨床和護理中心使用。



延長壽命



連續運作



霧化顆粒直徑 < 5微米



技術參數

電源	AC 220V / 50Hz
功耗	160VA
壓縮機工作壓力	241 Kpa
最大流量	6 升每分鐘
出口壓力	75 Kpa
噪音水平	< 70dB (A)
設備類型及等級	II類 B 型
尺寸	19.5 cm x 17.3 cm x 10.2 cm
重量	1.86 Kg