

凱亞超靜音5升製氧機

型號- ZY-5AC 超靜型

這款超靜音 5升 FDA 批准制氧機為家庭護理患者提供更寧靜的夜晚和 24 小時服務



即時氧氣濃度顯示



美國 FDA 認證



超靜音 < 45dBA



技術參數

電源	AC 115V/60Hz or 220V / 50Hz
功耗	< 340 W
出口壓力	40 ~ 60 Kpa
氧氣流量	5升每分鐘
氧氣濃度	93 % ± 3%
噪音水平	< 45 dB (A)
設備類型及等級	II類B型
尺寸	36 cm x 29 cm x 58 cm
重量	15.2 Kg