

KYWH1010
Portable Nebulizer
Nebulizador Portátil

SU01A
Low-Noise Aspirator
Aspirador de Bajo Sonido

KYWH1006
Compressor Nebulizer
Nebulizador de Compresor

KYWH1001
Compressor Nebulizer
Nebulizador de Compresor

ZY-5AC (O2 5L)
Low-Noise 5L Oxygen Concentrator
Concentrador de Oxígeno 5L de Bajo Sonido

ZY-3AA (O2 3L)
3L Oxygen Concentrator
Concentrador de Oxígeno 3L



Healthcare Products
Equipos Médicos

kaiyamed.com

Tel. +852-26352285

Unit 11 . 3/F . Tower A . New Trade Plaza
6 On Ping Street . Shatin . Hong Kong

info@kaiyamed.com

Compressor Nebulizer Nebulizador de Compresor

KYWH1001



FDA-approved

Aprobado por la FDA



Continuous flow

Flujo continuo



Nebulizes particles < 5µm

Partícula de nebulización
de < 5µm

KYWH1001

A highly effective, FDA-approved compression nebulizer delivering smaller particles of respiratory medicine.

Suggested applications

Home care/hospital/clinical/nursing home

KYWH1001

Un nebulizador altamente eficaz FDA aprobado que utiliza aire comprimido para suministrar pequeñas partículas de medicina respiratoria.

Aplicación sugerida

Hogar/hospitales/clínicas

SPECIFICATIONS

Displacement	9 LPM @ 0 kg/cm ²
Power (max. watts)	80
Sound Levels (dBA)	≤62
Neb Pressure	60-76 Kpa (0.6-0.76 bar)
Weight (kg)	1.56
Size (LxWxH)	250 x 120 x 170mm
Cord Length (m)	1.5
Electrical Requirements	115V/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz
Service-free life	1.5 years

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	9 LPM @ 0 kg/cm ²
Potencia (max. watts)	80
Nivel de sonido (dBA)	≤62
Presión	60-76 Kpa (0.6-0.76 bar)
Peso (kg)	1.56
Dimensiones (LxWxH)	250 x 120 x 170mm
Medida del cordón (m)	1.5
Requerimientos Eléctricos	115V/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz
Vida libre de servicio	1.5 años