

凱亞5升製氧機

型號 - ZY-5AC

靜音、經 FDA 批准的 5 升製氧機，內置氧氣純度監測傳感器裝置，可隨時測量氧氣純度水平，為家庭、醫院、臨床、護理提供連續 24 小時不間斷製氣供應，純度高達 95%。



可選配氧氣感應器



數字顯示屏幕



美國 FDA 認證



技術參數

電源	AC 115V / 60Hz or 220V / 50Hz
功耗	< 340W or < 220 W
出口壓力	40 ~ 60 Kpa
氧氣流量	5升每分鐘
氧氣濃度	93% ± 3%
噪音水平	< 50dB (A)
設備類型及等級	II 類 B型
尺寸	36 cm x 29 cm x 58 cm
重量	15.2/12 Kg